



## PRODUIT DE SOIN POUR CHEVAUX – USAGE EXTERNE

### COMPOSITION

Fucus Vesiculosus Extract, Laminaria  
Digitata Extract, Bentonite.

### CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

### CONDITIONNEMENTS

Seau de 900 g et 3 kg

# EDHYA ALGO

## Enveloppement aux algues

L'algothérapie utilise les vertus des algues. Elle consiste à appliquer, par voie cutanée, un cataplasme sur l'intégralité du corps du cheval ou sur des zones ciblées. Edhya ALGO associe le fucus vésiculeux et la laminaire digitée afin de reconstituer un enveloppement permettant la décontraction et la récupération musculaire.

### • Edhya ALGO participe à la décontraction, la récupération et limite la fatigue.

En application cutanée, les algues jouent un rôle dans la décontraction musculaire, permettant l'élimination des toxines et la lutte contre la fatigue. En cataplasme, elles stimulent la circulation sanguine et lymphatique. Par sa forte teneur en fucus vésiculeux, Edhya ALGO contribue à stimuler la sudation et l'ouverture des pores de la peau. Les algues marines sont naturellement riches en oligo-éléments et sels minéraux, constituants majeurs des cellules, des os et des muscles. Elles sont reconnues pour lutter contre la fatigue. Le fucus vésiculeux et la laminaire digitée possèdent une forte activité antioxydante grâce à leur richesse en phlorotannins. L'association des deux algues soutient le métabolisme cellulaire et apporte à Edhya ALGO des propriétés décontracturantes.

### • Edhya ALGO contribue au confort musculaire et ostéoarticulaire.

Les algues sont reconnues pour leurs vertus anti-inflammatoires. Elles sont traditionnellement utilisées en cataplasme pour le confort et la souplesse articulaire. La laminaire digitée et le fucus vésiculeux possèdent des propriétés antalgiques permettant de limiter la douleur. Edhya ALGO ne contient pas de produit autochauffant agressif, l'effet de sudation étant assuré par sa forte concentration en algues pures.

*Les algues et les argiles contenues dans Edhya ALGO sont issues d'un approvisionnement français.*

## INDICATIONS

- Lors d'une période d'activité importante,
- Chez le cheval convalescent ou fatigué,
- Pour un moment de bien être.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation de l'enveloppement

Incorporer 300 g de EDHYA ALGO (3 doseurs) à un litre d'eau:

- Entre 15 et 20 °C pour une application à froid
- Entre 37 et 40 °C pour une application à chaud

Mélanger vigoureusement à l'aide d'un fouet jusqu'à obtention d'une préparation lisse.

### Préparation du cheval

Le cheval doit être préalablement pansé et installé dans une zone calme et sécurisée à l'abri du soleil.

### Application

Appliquer à la main et en fines couches dans le sens du poil la préparation sur la zone souhaitée: encolure, dos, croupe et membres.

Pour une meilleure efficacité, recouvrir d'un film ou d'un drap puis couvrir le cheval avec une chemise.

Laisser poser au moins 30 minutes.

Attention: pour une application à chaud, veiller à ce que la température de l'enveloppement n'excède pas les 37 °C.

### Retrait du produit

Retirer la couverture et/ou le film.

À l'aide d'un couteau de chaleur, retirer un maximum de matière.

Doucher le cheval ou éliminer la matière une fois sèche par pansage.